

 POLE DE BIOLOGIE PATHOLOGIE GENETIQUE <i>INSTITUT DE BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE</i> <i>Biochimie - Métabolisme Général, Hormonal et Maladies rares UF 9820</i>	FICHE D'INSTRUCTIONS PRELEVEMENT DE SANG EN VUE DU DOSAGE DES CORPS CETONIQUES ET/OU DES LACTATES PYRUVATES	PRA-FI-BMO-026 V : 11 Applicable au : 13/09/2018 Page 1 sur 1
REDACTION VANNIEUWENHUYSE EMILIE	VERIFICATION SOUTIF JORDAN	APPROBATION ZERIMECH FARID

PRELEVEMENT DES TUBES LACTATE/PYRUVATE ET CORPS CETONIQUES

MODE D'EMPLOI




MATERIEL A UTILISER :

TUBE contenant 1 ml d'ATCA 10% fourni par le laboratoire

Il est recommandé d'utiliser une **Pipette de transfert** disponible sur demande au laboratoire ou à **commander** (code GEF : 343549Y)



PROCEDURE :



Mail pour commande de tubes : labobioch.bicmauto@chru-lille.fr du lundi au jeudi 8h-17h et vendredi 8h-12h.
 Préciser nom du service, adresse exacte, code UF, numéro de poste pour un envoi rapide et optimal ; nombre de tubes désirés et besoin en pipette de transfert.